

## 5.1\_RealGuide Software - Share Patient (Project)\_ZBINST0096DE.rtf

Die Patientenliste zeigt die Liste der Patienten, die aktuell in der lokalen Datenbank sind.

Wenn Sie auf das Wolkensymbol klicken, wird auf die Online-Clouddatenbank zugegriffen, die aktuell völlig leer ist.

Um einen Fall in die Cloud hochzuladen, klicken wir einfach auf das Upload-Symbol.

Wenn Sie auf „Project upload“ klicken, wird nur das ausgewählte Projekt in die Cloud hochgeladen.

Wenn Sie den ganzen Patienten hochladen, werden alle Elemente im Patientenordner in die Cloud hochgeladen.

Wir laden hier zum Beispiel dieses Projekt hoch.

Sie sehen, wie sich der Balken füllt.

Wurde das Projekt hochgeladen, ändert sich das Cloud-Symbol zu einem Share-Symbol.

Das bedeutet, dass wir das Projekt mit einem anderen Nutzer oder der Implant Concierge Produktionsstätte teilen können.

Wenn wir wieder auf das Cloudsymbol klicken, zeigt es an, dass unser Patient und der Plan hochgeladen wurden.

Der andere Plan, den wir in der Liste hatten, hat immer noch ein Upload-Symbol, da wir, wie bereits gesagt, nur dieses bestimmte Projekt hochladen wollten.

Wenn ich jetzt auf „Share“ klicke, ist standardmäßig die Implant Concierge Produktionsstätte ausgewählt.

Ich kann eine Nachricht schreiben und auf OK klicken, um sie zur Produktionsstätte hochzuladen.

Wenn ich sie zu einem anderen Nutzer hochladen möchte, wähle ich einen anderen Nutzer aus.

Ich gebe die E-Mail-Adresse des anderen Nutzers ein, und der Plan wird dann mit dem anderen Nutzer geteilt.

Nachdem der Fall in die Cloud hochgeladen wurde, wird er für alle Computer verfügbar, die sich mit demselben Benutzernamen und Passwort wie beim Hochladen dieses Falls bei der Software anmelden.

Der Fall kann auch in der Mobilversion heruntergeladen werden.

Wenn ich auf „Notifications“ klicke, wird mir ein Protokoll mit allen Details zur Fall-Freigabe angezeigt, und wenn ich den Fall mit einem Benutzer teile, können wir uns unterhalten, indem ich Nachrichten in das Textfeld am unteren Seitenrand eingebe.

## 5.1\_RealGuide Software - Share Patient (Project)\_ZBINST0096ES.rtf

La lista de pacientes muestra la lista de los pacientes actualmente introducidos en la base de datos local.

Al hacer clic en el icono de nube, tenemos acceso a la base de datos en la nube que, en este momento, está totalmente vacía.

Para cargar un caso en la nube, simplemente hacemos clic en el icono de cargar.

Al hacer clic en la carga del proyecto, cargaremos en la nube solo el proyecto seleccionado.

Si carga el paciente completo, todos los elementos incluidos en la carpeta del paciente se cargarán en la nube.

Por ejemplo, estamos cargando este proyecto.

Vemos que la barra se está llenando.

Cuando se carga el proyecto, observamos que el icono de nube se convierte en un icono de compartir.

Eso significa que podemos compartir el proyecto con otro usuario, o con el centro de producción de Implant Concierge.

Haciendo clic de nuevo en el icono de nube, mostramos a nuestro paciente y el plan que se ha cargado.

El otro plan que se incluyó en la lista todavía tiene un ícono de carga, porque como comentamos antes, queríamos cargar solo el proyecto específico.

Si hago clic ahora en compartir, el centro de producción de Implant Concierge está seleccionado de forma predeterminada.

Puedo escribir un mensaje y luego hacer clic en aceptar para cargarlo en el centro de producción.

Si quiero cargar otro usuario, selecciono otro usuario.

Escribo la dirección de correo electrónico del otro usuario, y el plan se compartiría con este otro usuario.

Después de que se haya cargado el caso en la nube, está disponible para todos los ordenadores que están iniciando sesión en el software con el mismo nombre de usuario y contraseña que se utilizaron para cargar el caso.

Además, el mismo caso está disponible para su descarga en la versión móvil.

Observé que al hacer clic en notificaciones, veo un registro que muestra todos los detalles del caso compartido, y si comparto el caso con otro usuario, puedo chatear con él añadiendo diferentes mensajes a mi campo de texto en la parte inferior de la página.

## 5.1\_RealGuide Software - Share Patient (Project)\_ZBINST0096FR.rtf

La liste des patients affiche la liste des patients actuellement intégrée dans la base de données locale.

Si vous cliquez sur l'icône du cloud, vous accédez à la base de données du cloud en ligne, qui est, actuellement, vide.

Pour télécharger un cas dans le cloud, vous cliquez simplement sur l'icône de téléchargement.

Si vous cliquez sur le téléchargement du projet, vous allez télécharger uniquement le projet sélectionné sur le cloud.

Si vous téléchargez le patient complet, tous les éléments inclus dans le dossier du patient seront téléchargés sur le cloud.

Nous sommes en train de télécharger ce projet, par exemple.

Vous voyez la barre se remplir.

Lorsque le projet est téléchargé, nous remarquons que l'icône du cloud est convertie en icône de partage.

Cela signifie que nous pouvons partager le projet avec un autre utilisateur, ou avec le centre de production Implant Concierge.

En cliquant à nouveau sur l'icône du cloud, nous montrons notre patient et le plan qui a été téléchargé.

L'autre plan qui était inclus dans la liste a toujours une icône de téléchargement, car comme nous l'avons déjà mentionné, nous voulions simplement télécharger le projet spécifique.

Si je clique maintenant sur Partager, le centre de production Implant Concierge est sélectionné par défaut.

Je peux écrire un message, puis, cliquez sur OK pour le télécharger dans le centre de production.

Si je veux télécharger vers un autre utilisateur, je sélectionne un autre utilisateur.

Je tape l'adresse e-mail de l'autre utilisateur, et le plan sera partagé avec cet autre utilisateur.

Une fois le dossier téléchargé vers le cloud, il devient disponible pour tous les ordinateurs qui se connectent au logiciel avec le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que ceux utilisés pour télécharger le dossier.

Le même dossier peut également être téléchargé sur la version mobile.

Je note qu'en cliquant sur les notifications, un journal s'affiche montrant tous les détails du partage de dossier. Si je partage le dossier avec un autre utilisateur, je peux discuter avec lui en ajoutant différents messages dans mon champ de texte situé en bas de la page.

## 5.1\_RealGuide Software - Share Patient (Project)\_ZBINST0096NL.rtf

De patiëntenlijst is de lijst met patiënten die momenteel in de lokale database is opgenomen.

Als u op het cloudpictogram klikt, krijgt u toegang tot de online clouddatabase die, op dit moment helemaal leeg is.

Om een casus naar de cloud te uploaden, klikken we gewoon op het uploadpictogram.

Als u op de upload van een project klikt, wordt alleen het geselecteerde project naar de cloud geüpload.

Als u de volledige patiënt uploadt, worden alle items in de patiëntenmap naar de cloud geüpload.

We zijn bijvoorbeeld dit project aan het uploaden.

U ziet de balk vollopen.

Wanneer het project is geüpload, zien we dat het cloudpictogram wordt omgezet in een delenpictogram.

Dat betekent dat we het project kunnen delen met een andere gebruiker, of met het Implant Concierge-productiecentrum.

Als u weer op het cloudpictogram klikt, laten we onze patiënt zien en het plan dat is geüpload.

Het andere plan dat op de lijst stond, heeft nog steeds een uploadpictogram, omdat we zoals we eerder hebben besproken, alleen het specifieke project wilden uploaden.

Als ik nu op Delen klik, wordt het productiecentrum van Implant Concierge standaard geselecteerd.

Ik kan een bericht schrijven en vervolgens op OK klikken om het naar het productiecentrum te uploaden.

Als ik wil uploaden naar een andere gebruiker, selecteer ik een andere gebruiker.

Ik typ het e-mailadres van de andere gebruiker, en het plan zal worden gedeeld met deze andere gebruiker.

Nadat de casus naar de cloud is geüpload, wordt het beschikbaar voor alle computers die inloggen op de software met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord die zijn gebruikt om de casus te uploaden.

Dezelfde casus is ook beschikbaar voor download op de mobiele versie.

Ik heb gemerkt dat ik door op meldingen te klikken, een logboek zie met alle details van het delen van casussen, en als ik de casus deel met een andere gebruiker, kan ik met de ander chatten door verschillende berichten toe te voegen aan mijn tekstveld onder aan de pagina.

## 5.1\_RealGuide Software - Share Patient (Project)\_ZBINST0096PT.rtf

A lista de pacientes mostra os pacientes que fazem atualmente parte da base de dados local.

Se clicar no ícone da nuvem, temos acesso à base de dados na nuvem online que, neste momento, está totalmente vazia.

Para carregar um caso na nuvem, basta clicar no ícone carregar.

Se clicar em carregar projeto, transferimos para a nuvem apenas o projeto selecionado.

Se carregar o paciente completo, todos os itens incluídos na pasta do paciente são transferidos para a nuvem.

Por exemplo, estamos a carregar este projeto.

Está a ver a barra a ficar completa.

Depois de concluído o carregamento, o ícone da nuvem transforma-se num ícone de partilha.

Isto significa que podemos partilhar o projeto com outro utilizador ou com o centro de produção Assistente do Implante.

Ao clicar novamente no ícone da nuvem, apresentamos o nosso paciente e o plano carregado.

O outro plano incluído na lista ainda tem um ícone carregar, porque, como já referimos, queríamos carregar apenas o projeto específico.

Se clicar agora em partilhar, o centro de produção do Assistente de Implantes é selecionado por predefinição.

Posso escrever uma mensagem e, em seguida, clicar em Ok para carregar para o centro de produção.

Se quiser carregar para outro utilizador, seleciono outro utilizador.

Escrevo o endereço de e-mail do outro utilizador e o plano será partilhado com esse utilizador.

Após o carregamento para a nuvem, o caso fica disponível em todos os computadores com sessão iniciada no software com o mesmo nome de utilizador e palavra-passe utilizados para carregar o caso.

Além disso, o mesmo caso fica disponível para ser transferido na versão móvel.

Quando clico nas notificações, reparei que vejo um registo a apresentar todos os detalhes da partilha do caso e, se partilhar o caso com outro utilizador, posso conversar com o mesmo, adicionando mensagens diferentes no meu campo de texto, na parte inferior da página.